



Etac Turner und Raiser

Manuelle Lösungen für das Aufstehen,
Umsetzen und den Transfer

 **etac**®

Mittel und Wege

Aufsteh-, Umsetz- und Transferhilfen, die zum Mitmachen anregen.

Funktionalität und Design

Etac Raiser



Transferhilfe

Der Etac Raiser ermöglicht dem Pflegepersonal Betroffene auch über kurze Distanzen zu schieben oder zu ziehen.

Etac Turner



Umsetzhilfe

Aufstehhilfe

Restkräfte nutzen – Pflegekräfte schonen

Die Etac Lösungen Turner und Raiser kommen sowohl Betroffenen als auch Pflegekräften zugute: Pflegebedürftigen ermöglichen diese ergonomisches Aufstehen unter Verwendung ihrer Restkraft und -stabilität und gewährleisten gleichzeitig rückenschonendes Arbeiten für Pflegekräfte.

Vorraussetzung ist, dass der Betroffene stabil in Rumpf und Beinen ist und sich mit Unterstützung hinstellen kann. Transfers können so sicher durchgeführt werden, erleichtern die Arbeit der Pflegekräfte und aktivieren den Patienten.



Etac Raiser – Details

Handgriffe

mit vielen Möglichkeiten
die Hände frei zu platzieren



Handgurte, soft

dienen der Ver-
längerung der
Handgriffe.



Gurt

gibt beim Transfer
Sicherheit und Halt
und dient beim Auf-
stehen als Hebeunter-
stützung insbesondere
mit Gleitbezug.



Gepolsterte Beinstütze

lässt sich mit nur
einer Hand in der
Höhe verstellen.



Feststellbremse
blockiert beide Räder
gleichzeitig.



Anwendung:

- Aufstehunterstützung
- Transfer zwischen Bett und Rollstuhl/Duschstuhl/Stuhl
- Transfer zwischen Rollstuhl und Toilette/Duschstuhl/Stuhl
- Positionierung und Verlagerung im Rollstuhl
- Stehtraining



Technische Daten

Artikel

Etac Raiser Transfer- und Umsetzhilfe

Art.-Nr.

16090203

Zubehör

Handgurte soft, Etac Raiser (2 St.)

82511

Gurt S/M, Etac Raiser

82508

Gurt L/XL, Etac Raiser

82509

Gurt S/M, inkl. Gleitbezug, Etac Raiser

82528

Gurt L/XL, inkl. Gleitbezug, Etac Raiser

82529

Gleitbezug für Gurt, Etac Raiser

82537

Gewicht

14,2 kg

Material

Stahl, Kunststoff, Aluminium,
thermoplastisches Gummi (TPR)



HMV

Etac Raiser
22.29.01.xxxx

Etac Turner – Details



Turner ist mit Gabelgriff oder ovalem Griff erhältlich.



höhenverstellbar, entsprechend der Körpergröße

Kniepolster

Transportrollen für den Transport ohne Benutzer.

Anti-Rutschbelag für sicheren Stand.



Anwendung:

- Aufstehunterstützung
- Umsetzen zwischen Bett und Rollstuhl/Duschstuhl/Stuhl
- Umsetzen zwischen Rollstuhl und Toilette/Duschstuhl/Stuhl
- Stehtraining



Technische Daten

Artikel

Etac Turner, ovaler Griff
Etac Turner, U-Form-Griff

Art.-Nr.

16090104
16090105

Gewicht

14,8 kg

Material

Pulverbeschichteter Stahl



Etac Turner
22.29.01.1021

Beratung • Verkauf • Service

Auszeichnungen

Funktionalität und Design sind essentielle Elemente in der Etac Entwicklung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, hochqualitative Produkte zu entwickeln, die die Anforderungen der Kunden erfüllen können.

Umwelt

Wir streben danach, unsere Produkte so umweltfreundlich wie möglich zu produzieren. Im Hinblick auf Recycling werden die Materialien ausgesucht und die Produkte entwickelt. Unser Ziel ist es, den Materialverbrauch für Verpackung und Versand zu reduzieren und zu optimieren.



Besuchen Sie uns im Internet unter
www.etac.de

Etac GmbH
Bahnhofstraße 131
45770 Marl
FON: +49(0)2365 98710
FAX: +49(0)2365 986115
info@etac.de
www.etac.de

etac[®]
Mittel und Wege